



Erfolgreiche MRT-Installation auf minimalem Raum

Dass die Installation des neuesten Esaote MRT Magnifico Open auch unter sehr begrenzten Platzverhältnissen möglich ist, bewies das Esaote-Team in der orthopädischen Privatpraxis ROC in Aschheim bei München.

In den ausgebauten Kellerräumen der Praxis entstand so nach perfekter Detailplanung, einem termin-gerechten Ausbau der Räumlichkeiten und der professionellen Einbringung des Magneten ein äußerst ansprechender und komfortabler MRT-Diagnosebereich auf nur knapp 45 qm. Der mit einer HF-Kabine ausgestattete Untersuchungsraum misst dabei lediglich 18,4 qm, die restliche Fläche verteilt sich auf den Wartebereich, einen Vor- und einen Technikraum, zwei Umkleidekabinen sowie ein Patienten-WC.

Fazit des stolzen Praxisinhabers Dr. Daniel Filesch: „Ich bin sehr froh, mich für diesen Schritt und die Kooperation mit Esaote entschieden zu haben und freue mich, meinen Patienten nun eine verlässliche MRT-Diagnostik in der eigenen Praxis ohne lange Wege und Wartezeiten bieten zu können. Das offene Systemkonzept, der einfache Zugang und der leise Betrieb des Magnifico Open sorgen für einen deutlich erhöhten Komfort für unsere Patienten. Besonders geeignet ist das neue MRT für Kinder und Patienten mit Platzangst.“

Key Facts

Offenes MRT Magnifico


Größe Untersuchungsraum: 18,4 qm

Benefits

Wirtschaftlicher Wirkungsgrad bereits bei 2 privaten MRT pro Arbeitstag

Möglichkeit, sofort eine MRT-Untersuchung anzubieten

Weiterempfehlung von Platzangst-Patienten die die offene Bauweise bevorzugen



Erfolgreiche MRT-Installation auf minimalem Raum



REGENERATIVES
ORTHOPÄDISCHES CENTRUM
PRIVATPRAXIS ASCHHEIM BEI MÜNCHEN

