

MyLab™ A70

Aumentando la confianza en la atención sanitaria



 **esaote**
HEALTH WITH CARE

MyLab™ A70

Aumentando la confianza en la atención sanitaria

La agilidad es la cualidad de moverse con rapidez y facilidad. Partiendo de este concepto, presentamos MyLab™A70, un sistema de ultrasonidos que marca una nueva pauta con imágenes de alta calidad que brindan una atención avanzada al paciente y la capacidad de adaptarse a cualquier ámbito clínico. Nuestro avanzado sistema de ultrasonidos se ha diseñado para facilitar el uso. Gracias a su interfaz intuitiva y ofrecer un proceso de trabajo fluido, aumenta la comodidad durante las exploraciones y la confianza en los diagnósticos. Las herramientas integradas basadas en IA actúan como un asistente en sus tareas diarias, y le ayudan a centrarse en lo esencial: la salud de sus pacientes.



- ✓ Diseño innovador y flujo de trabajo excepcional con Augmented Insight™
- ✓ Soluciones clínicas avanzadas
- ✓ Mayor productividad



MONITOR OPTILIGHT BARCO DE 24"

La última tecnología de monitores LCD garantiza mayor resolución de detalles, con posibilidad de visualizar estudios a pantalla completa y OptiLight, que ofrece retro iluminación en tiempo real.



AMPLIA PANTALLA TÁCTIL DE 13,3"

Amplia pantalla táctil multifunción en forma de tableta que ofrece una facilidad de uso inigualable.




TECLADO ESTÁNDAR O LAVABLE

Una sola plataforma con dos interfaces diferentes para adaptarse a la perfección a su estilo de trabajo.



COMPATIBILIDAD CON BATERÍA*

Inicio rápido y más de una hora de exploración a pleno rendimiento con el sistema desconectado, lo que mejora la eficacia operativa y reduce al mínimo las demoras en la consulta.



5 + 1 CONECTORES ACTIVOS

5 + 1 conectores activos de sondas para mayor agilidad en el cambio de sondas durante el examen.



BRAZO ARTICULADO*

Diseño completamente articulado con inclinación y giro en cualquier dirección, una garantía de comodidad y facilidad de manejo.



SOPORTES MODULARES PARA CALENTADOR DE GEL* Y SONDA

Configuración de sondas totalmente personalizable según cada necesidad.



3 AÑOS DE GARANTÍA

Una protección fundamental para garantizar el funcionamiento de su inversión.

*opcional



Configure su experiencia

Gracias a MyLab™A70, en Esaote hemos reformulado la experiencia con la tecnología de ultrasonidos al ofrecer dos interfaces diferenciadas en una única plataforma. Deje de asumir cesiones y priorice su comodidad.

- ✓ Su diseño innovador facilita la limpieza y prolonga la vida útil del equipo, siendo además resistente al efecto corrosivo de los productos de limpieza. Nuestra amplia interfaz táctil y panel táctil inteligente le permiten disfrutar de una experiencia del usuario cómoda y uniforme, con cada uso.



- ✓ Optimice su experiencia de escritura con nuestro nuevo teclado rediseñado para ofrecer un uso más intuitivo y ergonómico, además de simplificar sus procesos de trabajo diarios.



INICIO RÁPIDO

Una amplia selección de sondas con numerosos ajustes predefinidos, optimizados para empezar a explorar al instante.

OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA

El modo B adaptativo y las herramientas de color, como eScan, Autoscan y eDoppler, proporcionan imágenes nítidas en cualquier situación, incluso en exámenes complejos.

USO ASISTIDO

Con easyMode y easyColor, puede modificar los ajustes personalizados en cuestión de segundos.

FLUJO DE TRABAJO BASADO EN IA

Las herramientas de IA*, con tecnología Augmented Insight™, actúan como un asistente que hace su rutina diaria más eficaz y productiva.

CONTROL FÁCIL

Fácil de mover, pero también de manejar, gracias a su pantalla táctil de 13", que permite interactuar de forma intuitiva con gestos táctiles.

INTERFAZ PERSONALIZABLE

Experiencia de usuario personalizable, que permite incluir anotaciones, mediciones y métodos abreviados, para rediseñar la configuración de la interfaz y mejorar la experiencia de usuario.

*opcional

MyLab™ A70

Observe con más detalles

Es difícil saber de antemano qué paciente atenderá o la afección que padece. Pero sí puede tener la seguridad de que MyLab™A70 cuenta con todas las herramientas avanzadas y las tecnologías necesarias para poder orientarle de forma segura a un diagnóstico preciso. Gracias a su gran versatilidad, MyLab™A70 es adecuado para una gran variedad de aplicaciones clínicas, siendo por ello la opción perfecta para los profesionales sanitarios que deben evaluar varias patologías. El sistema ofrece herramientas completas fáciles de usar, e incorpora los últimos avances en tecnología de ultrasonidos.



Imágenes 2D



XView+



eScan

Funciones de diagnóstico



QAI



QElaxto 2D



CnTI™



eDetect

Imágenes en color



microV



BrightFlow



AutoCM




XStrain™2D




QIMT



3D/4D




Excelencia en exámenes abdominales para la detección de lesiones y nitidez incluso en zonas profundas gracias a las últimas innovaciones para exámenes avanzados.



Exploración de estructuras detallada y bien definida en el campo cercano y lejano con sondas de alta frecuencia, para obtener diagnósticos de confianza en todo tipo de procedimientos.



Un paquete completo y especializado para la salud femenina, con análisis de mama y ginecológicos, así como en el embarazo, para asegurar una atención integral en todas las etapas de vida de la mujer.




Rendimiento extraordinario en exámenes cardiológicos con excelente calidad de imagen y fluidez de exploración, incluso en pacientes complejos.

Trabaje con especificidad


Profundice sus valoraciones clínicas con MyLab™A70. Adapte sus exámenes integrando funciones avanzadas que ofrecen matices en diferentes aplicaciones y confíe en el rendimiento estable de MyLab™A70 como valioso asistente para ofrecer sistemáticamente resultados fiables y clínicamente relevantes.

Funciones avanzadas de cuantificación hepática




MyLab™A70 proporciona una evaluación multiparamétrica precisa del hígado y presenta los datos claramente en un informe exhaustivo con gráficos de araña o barras. La tecnología QAI evalúa la esteatosis hepática midiendo la atenuación de la señal, mientras que QElaXto 2D, la tecnología de onda de cizalla 2D en tiempo real de Esaote, cuantifica la rigidez del hígado para evaluar el grado de fibrosis. Ambas tecnologías son fáciles de usar y presentan imágenes fiables con rapidez gracias a un flujo de trabajo simple y a herramientas de alta calidad que le ayudarán en sus evaluaciones.

Robusto paquete obstétrico



La salud femenina exige funciones específicas que faciliten el diagnóstico preciso y reduzcan el nivel de interacción con el sistema. La variedad de herramientas de MyLab™A70, con tecnología Augmented Insight™, y su interfaz fácil de usar guían tanto a profesionales especializados como a facultativos menos experimentados para proporcionar el mejor tratamiento a sus pacientes. Con lo último en tecnología 2D y 3D, ofrecemos imágenes de incomparable calidad y claridad.

Evaluación cardiológica completa



MyLab™A70 proporciona a profesionales sanitarios un complejo juego de herramientas de diagnóstico cardiovascular avanzado. Refuerza sus conocimientos y su experiencia al ayudarles a tomar decisiones claras y seguras. Las funciones basadas en IA, como AutoCM y AutoEF, mejoran enormemente la productividad, mientras que la tecnología XStrain™ de la interfaz de usuario ofrece un análisis específico de la deformación miocárdica, lo que eleva a un nuevo nivel la evaluación de la insuficiencia cardíaca en su rutina clínica diaria.

Su red digital

Mantenga la excelencia

MyLab™A70 ofrece gran variedad de sondas para todas las necesidades clínicas, desde la rutina diaria hasta los requisitos más avanzados. Para aumentar aún más esta amplia selección, tres sondas exclusivas maximizan el rendimiento de los equipos MyLab™A70.



MyLab™A70 forma parte de un ecosistema digital mucho mayor que amplía las posibilidades de gestión de datos independientemente del entorno de trabajo.



- ✓ Con el sistema operativo Windows™ 10, la conectividad es más fácil y segura.
- ✓ MyLab™Desk es un producto sanitario que ofrece un paquete de medición exhaustivo para generar informes de exámenes directamente desde el ordenador.
- ✓ MyLab™Share es una aplicación para Android® diseñada para conectar la función eStreaming de los sistemas de ultrasonidos de Esaote con expertos de otros lugares a fin de compartir imágenes en tiempo real.



160000485MA Ver.01 ES



Esaote S.p.A. - Sociedad unipersonal

Via Enrico Meloni 77, 16152 Génova, ITALIA, Tel. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547 275,
info@esaote.com - www.esaote.com

MyLab™ es una marca comercial de Esaote SpA. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. Android® es una marca comercial registrada de Google LLC. CnTI™: El uso de agentes de contraste en los Estados Unidos está limitado por la FDA al uso en opacificación del ventrículo izquierdo y en la caracterización de lesiones hepáticas focalizadas. La tecnología y las características varían en función del sistema y la configuración. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. La información puede hacer referencia a productos o modalidades que todavía no se han aprobado en todos los países. Las imágenes de los productos sólo tienen fines ilustrativos. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Esaote.

Italian design

Visítenos online
para obtener más
información

