

# MyLab™ X1 Go

Healthcare On The Go



 esaote  
HEALTH WITH CARE

# MyLab™ X1 Go

## Healthcare On The Go

Con un design compatto e un peso leggerissimo, MyLab™X1 Go è un partner affidabile per l'assistenza, ovunque occorra.

Dotato di interfaccia personalizzabile, sanificabile e resistente, con touchscreen a comando gestuale, MyLab™X1 Go può essere utilizzato ovunque con sicurezza. Grazie al tempo di operatività prolungato, garantisce l'immediata disponibilità per la scansione ovunque vi troviate.



### **DESIGN ULTRASOTTILE**

Struttura ultraleggera (1,2 kg con il supporto) e design essenziale per una maggiore mobilità e scansioni più agevoli.



### **TOUCHSCREEN FULL HD DA 8" CON FLUSSO DI LAVORO INTUITIVO**

Touchscreen a comando gestuale, totalmente compatibile con i guanti, per eseguire più facilmente gli esami di tutti i giorni.




### **IMMAGINI E MISURAZIONI INTELLIGENTI**

Ottimizzazione automatica delle immagini e misurazioni intelligenti per un flusso di lavoro semplificato.



### **COMPLETAMENTE SANIFICABILE**

Costruito per durare nel tempo e completamente sanificabile, il dispositivo è conforme a tutti gli standard igienici.



### **AVVIO RAPIDO**

Avvio in appena 30 secondi con accesso diretto alla sonda e alla selezione dei preset per una risposta rapida in qualsiasi situazione.



### **LUNGA DURATA DELLA BATTERIA**

Circa 1,5 ore di scansioni ad alte prestazioni per fornire assistenza ovunque, oltre a una batteria agli ioni di litio rimovibile a lunga durata.









### **CONNETTIVITÀ SICURA**

Le funzioni di connettività consentono di caricare e condividere i dati raccolti con le strutture sanitarie, garantendo al contempo la piena conformità agli standard di sicurezza.

# Affidabilità per Qualsiasi Sfida Clinica

Con immagini altamente dettagliate, MyLab™X1 Go fornisce le informazioni che occorrono per assumere decisioni chiare e fornire l'assistenza necessaria.

Grazie a un pacchetto di sonde completo, MyLab™X1 Go è in grado di soddisfare tutte le esigenze cliniche in molteplici contesti sanitari, come gli ambienti di imaging MSK, la medicina generale e le unità perioperatorie e di pronto intervento.





# esaote

160000537 Ver.03 IT



Qisda Corporation No.157, Shan-Ying Road, Shan-Ting Li, Gueishan Dist., Taoyuan City, Taiwan

Importato e distribuito da Esaote S.p.A. - società a socio unico

Via Enrico Melen 77, 16152 Genova, ITALY, Tel. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547 275,  
info@esaote.com - www.esaote.com

MyLab™ è un marchio commerciale di Esaote s.p.a. La tecnologia e le caratteristiche variano in funzione del dispositivo/della configurazione. Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Le informazioni potrebbero fare riferimento a prodotti o modalità non ancora approvati in tutti i paesi. Le immagini dei prodotti sono a puro scopo informativo. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale di Esaote.

Visitate il nostro sito  
web per ulteriori  
informazioni

