

Q7

Handle Your Care



esaote
HEALTH WITH CARE

Q7

Handle Your Care

Il sistema a ultrasuoni wireless Q7 porta la praticità e la portabilità a un livello superiore.

Grazie alle dimensioni molto ridotte e al peso contenuto, il dispositivo può essere portato in tasca ed è ideale per essere utilizzato ovunque.

Accessibile e semplice da utilizzare, è lo strumento perfetto per facilitare la diagnosi e migliorare i risultati clinici.



DESIGN ULTRACOMPATTO

Struttura ultraleggera (160 g) e design compatto (150x40x25 mm) per scansioni immediate.




6 PULSANTI CON LAYOUT OTTIMIZZATO

Comandi e ottimizzazione delle immagini intuitivi per un flusso di lavoro semplificato.



CONNESSIONE WIRELESS STABILE

Supporto per i sistemi operativi Windows®, Android® e IOS® compatibile con PC e dispositivi smart attraverso una gestione sicura del flusso di dati.



AVVIO RAPIDO

Tempo di avvio ultraveloce (meno di 5 secondi) per una risposta rapida in qualsiasi situazione.



SANIFICABILE E DUREVOLE

Completamente impermeabile per una pulizia semplice e veloce. Costruito per durare in qualsiasi ambiente.



BATTERIA A LUNGA DURATA

Oltre 4 ore di scansioni ad alte prestazioni con un basso consumo energetico (3W) per aumentare la produttività.






FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DEI DATI

Flusso di dati wireless flessibile con interrogazione PACS DICOM e Worklist server. Autenticazione dell'utente e immagini anonimizzate automaticamente per una gestione sicura delle informazioni cliniche.

Immagini di Qualità a Portata di Mano

Q7 è facilmente adattabile a diversi esami ecografici e applicazioni cliniche grazie alla innovativa tecnologia che permette di sostituire solo la testa del trasduttore, mantenendo la base.

Per migliorare il flusso di lavoro e risparmiare ancora più tempo, è disponibile la sonda a doppio uso heart&ABS, progettata per gli esami cardiaci e addominali di routine.





160000539 Ver.02 IT



Youkey, 6th F, Block B, No. 1 Building, B1 Area, Hantian Tech City, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China

Importato e distribuito da Esaote S.p.A. - società a socio unico

Via Enrico Meloni 77, 16152 Genova, ITALY, Tel. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547 275,
info@esaote.com - www.esaote.com

Android® è un marchio commerciale registrato di Google. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation. IOS® è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato su licenza. La tecnologia e le caratteristiche variano in funzione del dispositivo/della configurazione. Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Le informazioni potrebbero fare riferimento a prodotti o modalità non ancora approvati in tutti i paesi. Le immagini dei prodotti sono a puro scopo informativo. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al rappresentante locale di Esaote.

Visitate il nostro sito
web per ulteriori
informazioni

